



Ateneo Argentino de Odontología

Unidad Operativa de la

UNIVERSIDAD FAVALORO



SELECCIÓN DE ARCOS Y SECUENCIA DE ALAMBRES

A. Dávalos.

<http://campus.ateneo-odontologia.org.ar>

El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia.



ATENEO
ARGENTINO DE
ODONTOLOGÍA



UNIVERSIDAD
FAVALORO

Selección de Arcos y Secuencia de Alambres

ARCO RECTO BAJA FRICCIÓN

Dra Davalos Asunción

Dra Marta Sarfatis



Selección de brackets

Posicionamiento de brackets

Selección de arcos

Secuencia de alambres

SELECCIÓN DE ARCOS

Teniendo en cuenta :


- Biotipología del paciente
- Discrepancia de tamaños de los maxilares
- Interdigitación dentaria

Trapezoidal


Cuadrangular

Oval

- ✓ Redondos
- ✓ Cuadrados
- ✓ rectangulares




CONFORMACION DEL ARCO



INDIVIDUALIZAR LOS ARCOS PARA CADA PACIENTE ==
EVITA RECIDIVAS

UN ARCO IDEAL PARA CADA PACIENTE...



Individualizar los arcos permite: Correcta interdigitación y coordinación
Evitar recidivas
Estabilidad



Usando de guía el Maxilar Inferior

SECUENCIA DE ALAMBRES



- Alineado y nivelación
- Cierre de espacios
- Nivelación de la curva de spee
- Paralelismo radicular
- Torque corono-radicular
- Detalles de posiciones dentarias
- Terminación final
- Características: Livianos de poco calibre: Aceros y Ni-ti
 - Flexibles: Twist flex , Ni-ti
 - Resilientes: Elgiloy Niti TMA
 - Termoactivos: Niti térmicos
 - Rígidos: Arcos de acero de gran calibre

ALAMBRES INICIALES

- PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO
- Ser livianos y de poco calibre
- Capaz de realizar movimientos rápidos y extensos
- Capaz de corregir discrepancias dentarias:
 - Rotaciones
 - Desplazamientos V-L
 - Traslaciones
 - Inclinaciones



CONDICIONES DE LOS ALAMBRES USADOS EN LA 1 ETAPA



- **Alambres livianos:** fuerzas ligeras orientadas a reducir al mínimo la demanda de anclaje
- **Alambres flexibles:** que permitan gran deformación reversible (memoria de forma y súper elasticidad)
- **Alambres rígidos:** que sirvan para contener y como interfase para la próxima etapa

ARCOS



Redondos

- Medidas del 0,12 al 0,20
- Superelásticos: Nitinol, Niti térmicos
- Trenzados: twist flex, coaxiales
- Rígidos de acero

- Arcos Cuadrados 16 x 16 Nitinol o acero


- Arcos Rectangulares: Acero o de Nitinol
 - Deben estar bien ligados al brackets
 - Poco tolerantes a movimientos individuales
 - Tolerante a movimientos verticales radiculo-coronarios previos a las atapas de cierre
 - Arcos de cierre de espacios
 - Arcos de finalización
 - Control de torque

Aplicación de fuerzas en arcos de bajo calibre producen la deflexión de mismo

Otros casos.....



- Existe la necesidad de colocar arcos utilitarios con efectos de intrusión, extrusión, protrusión para favorecer la nivelación




- Son preferibles los de aceros de 16x22 porque brindan mayor control y no rotan en las ranuras de los brackets

Otros casos...



- Se requieren colocar arcos de curva reversa para completar la nivelación y alineamiento



Abre mordida
Nivela los arcos
Cierre de espacios
Control de torque

Se utilizan 16 x 16

16 x 22

17 x 25

Se prefieren los de sección rectangular porque poseen mayor control de las inclinaciones

SECUENCIA DE ALAMBRES



- Los alambres deben aumentar su fuerza de manera progresiva
- Cuando colocamos arcos continuos desestabilizamos las fuerzas optimas entre las piezas dentarias debido a las diferencias de la superficie radicular
- Alambres con bajo nivel de carga **GRUPO ANTERIOR** Raíces Pequeñas
- Alambres con nivel de carga intermedio **GRUPO LATERAL** Raíces medianas
- Alambres con alto nivel de carga **GRUPO POSTERIOR** Raíces Grandes

SECUENCIA DE ALAMBRES EN 1 ETAPA



- Multifilamentos de 0,17 – 0,19 (escaso soporte óseo)
 - Nitinol 0,14- 0,16-0,18- 0,20
 - Aceros 0,14-0,16- 0,18- 0,20
 - Nitinol / Aceros 16 x 22
 - Multifilamentos 16x22 – 17x25
-
- El calibre de los arcos y el tipo de aleación seleccionada es según:
 - Densidad ósea
 - Tipo de maloclusion
 - Soporte periodontal
 - Biotipología

Selección de secuencia de arcos

- Apiñamiento severo
- Rotaciones
- Alteración de las inclinaciones

Secuencia amplia
de arcos para
alineado y nivelación



Secuencia de arcos

- Apiñamientos leves
- Sectores mas organizados

No será necesario
prolongar la secuencia





Secuencia de alambres en la 2 Etapa de trabajo



- Acero: 0.016 x 0.022 – 0.017 x 0.025 – 0.019 x 0.025 – 0.021 x 0.025
- SKL –DKL Para cierre de espacios
- Rectangulares con Postes
- Nitinol: 0.017X0.025 – 0.018X0.025-0.21X0.25
- Acero Trenzado: 0.016X0.022-0.019X0.025
- TMA: 0.017X0.025- 0.019X0.025
- El calibre de los arcos y el tipo de aleación seleccionada es según:
 - Densidad ósea
 - Tipo de maloclusion
 - Soporte periodontal
 - Biotipología

ARCOS LLAVE SIMPLE Y DOBLE

- Composición: ACERO INOXIDABLE
- Medidas: .016 X.022/ .017 X.025 / .019 X.025/.021 X.025
- Superiores: 34-36-38-40-42-44
- Inferiores: 22-24-26-28-30-32-34




Los seleccionamos.....



Seleccionar el ancho y calibre del arco poste o llave requerido



- CONTROLA LA INCLINACION DE CANINOS
- POSEE ROMPEFUERZAS
- IMPIDE INCLINACION Y ROTACION
- PARA GANCHOS ELASTICOS
- CIERRE DE ESPACIOS POR TRACCION Y DESLIZAMIENTO
- PERMITE ACTIVACIONES




Arcos Postes

- No poseen rompefuerzas
- Mayor control vertical
- Permiten redondeamientos
- Son mas rígidos
- Retracción anterior
- Consolidación de espacios
- Solo técnica por deslizamiento
- Útil para usar con springs y elásticos
- Composición : Aceros – Nitinol
- Calibres *Aceros: .018 / .020 / - .016 X.022 / .017 X.025*
 .018 X.025 / .019 X.025
 Nitinol: .018 / .018 X.025 / .019 X.025

Medidas : *Sup : 32 AL 44*

Inf : 22 AL 30



Betatitanio y TMA



- Composición: 11% molibdeno 6% zirconio 4% estaño 79% titanio
- Presentación comercial: Preformados –varillas —————> redondos- rectangulares
- Propiedades: Amplio modulo de elasticidad, gran capacidad de recuperación, maleable, soldable, Fricción regulada



Secuencia 2 etapa



- BRAIDED: 016 X 022
- ACEROS CONTINUOS: 016 X 022 / 017 X 025
019 X 025 / 021 X 025
- ACEROS DKL o ARCOS CON POSTES: 019 X 025

Cuando se necesita
Mas Nivelación

Otra secuencia:

- NITINOL : .016 X.022 /.018 X.025
- ACEROS DKL O ARCOS CON POSTES:.017 X.025 /.019 X .025

Menos Nivelación

Otra secuencia: TERMOACTIVADOS

- NEO SENTALLOY: .018 X.025
- DKL .019 X.025
- NEO SENTALLOY : .021 X.028
- BRAIDED .021 X .025

SECUENCIA DE ALAMBRES UTILIZADOS EN LA ULTIMA ETAPA DEL TRATAMIENTO (3° FASE)



PARALELISMO RADICULAR

- ACERO: 0.017 X 0.025-0.018 X 0.025 –0.019 X 0.025-0.021 X 0.025
- TMA: 0.017 X 0.025
- NITI:0.021 X 0.025

TORQUE INCISIVO

- ACERO TRENZADO: 0.019X0.025 –0.021X0.025
- TMA : 0.021X0.025

ASENTAMIENTO

- ACERO : 0.014-0.018

Arcos Full Size : .019x.025 - .021 x .025
NiTi - Aceros- Braided

- Buen Overjet
- Buen Overbite
- Llave canina
- Cierre de espacios
- Aplanamiento de curva de Spee



Fase de Asentamiento- Corrección de detalles

Luego del uso de alambres rectangulares :

- Control de sobremordida
- Control anteroposterior
- Cierre de espacios



Para mejorar interdigitación:

- Arco Sup Seccional .014-
- Arco Inf Acero .016-018- 17x25
- Arco Niti Inf 016
- Uso De Gomas Intermaxilares
- Control Cada 2 Semanas
- Ultimas 2 Semanas Solo Uso Nocturno



La sección del alambre depende de la necesidad de conservar el torque


- Acero braided sup e inferior o TMA 16x22/17x25
- Nitinol 016/018
- Aceros 016/018



Recordar!!


Alambres redondos:

- Inclínación
 - Extrusión
 - Rotación
- } alineamiento de brackets y ranuras



Alambres rectangulares:

Torque → Nivelación completa de ranura



Baja fricción- Sinergy




- El brackets Sinergy consta de tres pares de aletas
- Las centrales sobrelevadas que impide el contacto ligadura-alambre y disminuye la fricción hasta valores próximos a cero.
- El diseño curvo de la ranura facilita la rápida y temprana inserción durante el alineamiento de arcos rectangulares termoelásticos gruesos.
- La simple modificación del tipo de ligadura y la manera de ligarse el alambre al brackets es suficiente para controlar la fricción diente por diente y convertir al Sinergy en un brackets capaz de actuar como un brackets de autocierre al inicio del tratamiento y como un clásico al final del mismo.



Ligaduras

- Según utilicemos ligaduras metálicas, elásticas o de baja fricción y de acuerdo a como ligamos el arco a cada brackets vamos a conseguir diferentes niveles de fricción y distintos grados de movimiento dentario



Fricción Mínima



Ligado Convencional




Control Rotaciones



Máxima Rotación

Ligaduras...



- **Ligado en el Centro:** Para máximo deslizamiento, máximo movimiento de los dientes. Alineamiento inicial o para distalar caninos.
- **Ligado Convencional:** Para máximo control de rotación. Deslizamiento medio.
- **Ligado en 8:** Para mayor contacto alambre-ligadura-slot. Total expresión del alambre en el brackets . Máximo control de la raíz.

Alambres y Aleaciones



- **Tres Principios Básicos en la Selección de los Alambres**

1.- Utilización de la mínima cantidad de arcos durante el tratamiento con el objeto de simplificar la biomecánica y nuestra selección, reducir el número de visitas y disminuir stock y gastos clínicos.

2.- Empleo de la mejor aleación y el tamaño de arco más adecuado en cada fase del tratamiento.

3.- Establecimiento de un protocolo claro y simple de selección de alambres en cada fase de tratamiento.

Tipos de aleaciones utilizadas



- **A- Níquel Titanio Térmico:** se los deja actuar, permitir que se exprese durante semanas y reactivarlo mediante el enfriado cada vez que viene el paciente a la consulta. Permite espaciar las visitas de control cada seis a ocho semanas y tiene un gran potencial para mover dientes de manera rápida y sin molestias.
- **B- Acero Inoxidable:** Es el alambre de elección en casos de extracciones para el cierre de espacios, o distalamiento de caninos, lo usamos en alambres gruesos rectangulares.
- **C- Beta - Titanio:** Titanio Beta III presenta la gran ventaja de la soldadura en frío para aumentar la fricción al final del tratamiento y se puede doblar en boca, sin tener que retirar el arco de los brackets y sin producir molestias al paciente. Su equilibrio entre elasticidad y capacidad de conformación o doblado lo convierten en imprescindible en el detallado final

Etapas del tratamiento

Etapas de Tratamiento

- 1.- Alineación
- 2.- Nivelación
- 3.- Cierre de espacios
- 4- Torsión y terminación

Alineación:

En esta etapa inicial para elegir el calibre de alambre nos basamos en el índice de irregularidad.



INDICE DE IRREGULARIDAD ALTA

- Niti térmico de carga media (termaloy plus) 0.15.
- Pacientes periodontales : niti térmico de baja carga (termaloy) 0.15

INDICE DE IRREGULARIDAD MEDIO


- Termaloy plus 0.17

INDICE DE IRREGULARIDAD BAJO

- Termaloy 0.17 x 0.25

NIVELACION

- **MORDIDA PROMEDIO:** maxilar superior Termaloy 0.19 x 0.25
maxilar inferior Termaloy 0.17 x 0.25
- **MORDIDA PROFUNDA** Niti de curva reversa 0.17 x 0.25 con elásticos posteriores
- **MORDIDA ABIERTA** Niti de curva reversa con elásticos 0.17 x 0.25



Cierre de espacios



- Aceros: 0.19 x 0.25 Maxilar superior
0.17 x 0.25 Maxilar inferior → con el uso de crimpables hooks
- En caso de pérdida de anclaje: Maxilar superior 0.17 x 0.25
Maxilar inferior 0.17 x 0.22



- *Los Crimpable Hooks se pueden aplicar en boca en diferentes tamaños de alambres, rectangulares de acero y beta titanio
- *Podemos colocarlos uní o bilateralmente, simétrica o asimétricamente
- *En ocasiones combinamos estos con muelles para el distalamiento molar
- *En reemplazo de alambres con dobleces preformados
- *Combinación con elásticos en clase II o III

TERMINACION

- **Beta titanium III** por generar alta fricción para la expresión del torque y detallado, además que los pequeños ajustes de primero y segundo orden pueden ser logrados en boca con la pinza diseñada para tal fin (Step)
- En caso donde al final no haya mucho que hacer terminar **con trenzado de 8 hilos (Braided)**.




Conclusión



- La técnica está basada en conceptos científicos probados, disminuyendo la fricción en los estadios iniciales y aumentándolos al final del tratamiento para un correcto detallado, con una biomecánica sencilla, resultando cómodo tanto al paciente como al profesional, pudiendo implementarse en la mayoría de los casos a tratar por el ortodoncista.
- Paciente de 11 años





Diagnostico

Neutroclusion esquelética y dentaria
 Discrepancia leve
 Dificultad para erupción de caninos.
 Presencia de diastemas



Hipotesis de trabajo

Protruir levemente
 Cerrar diastemas
 Redondeamiento del arco

Alineado y Nivelación

- Termaloy 0.15
- Termaloy 0.17

Irregularidad media – ligado convencional



Niti sentaloy 0.17x 0.25

Betatitanium 0.19x 0.25

ligado convencional



Finalización y Contención



Sistema Damon



- Presentación comercial del alambre Damon Copper Ni-Ti
- Diseñado para las fases iniciales del tratamiento
- La adición de cobre mejora las propiedades **térmicas-reactiva de níquel-titanio** para ofrecer fuerzas óptimas y eficiencia en el movimiento de los dientes.
- Proporcionar la fuerza óptima requerida para comenzar a realizar movimientos en maloclusiones severas
- Exponer una relación fuerza / deformación más constante, proporcionando uniformidad superiores de arco a arco
- Demostrar temperaturas de transformación consistentes que garanticen la coherencia de la fuerza
- Son arcos con características que hacen que disminuyan las visitas de emergencia

Secuencia de arcos



- Fase I alambres iniciales
- Fase II Alambres de alta Tecnología Edgewise
- Fase III Mecanica principal
- Fase VI Acabado



Fase I

- Arco 0.014 Damon Copper Ni-Ti * (U / L) → 10-20 Semanas
→
 - *Alineado y nivelacion
 - * Iniciar el desarrollo del arco.
 - * Resolver el 90% de las rotaciones.
- Arco 0,018 Damon Copper Ni ti → 8 a 10 semanas
→
 - *alineado y nivelación
 - *Inicia el desarrollo del arco
 - *Resuelve el 90% de rotaciones

Fase II



- **0.014 x 0.025 Damon Copper Ni-Ti (U/L)** → 10 a 20 semanas
 - * Resolver restantes rotaciones
 - * Nivelación y alineación completa
 - * Comienzo del control de par y la consolidación del espacio anterior
 - * Continuar el desarrollo del arco

- **0.018 x 0.025 Damon Copper Ni-Ti (U)**
(0.017 x 0.025 o 0.019 x 0.025 Damon Reverse Curve Ni-Ti se utiliza en mordidas profundas div II)
 - 4 a 6 semanas
 - * Exprese el control de par adicional según sea necesario
 - * Continuar la consolidación del espacio anterior y desarrollo del arco

Fase III Mecánica Principal



- Acero inoxidable Publicado 0.019 x 0.025 (U / L) —→ 20 a 30 semanas
 - *Termina el control de par
 - *Consolidar el espacio posterior
 - * Ajuste bucolingual y anteroposterior
 - *Coordinar la forma de arco específica del paciente



Fase IV Acabado

- Acero inoxidable 0.019 x 0.025 (U / L)

10 semanas

Detalles finales necesarios





ATENEO
ARGENTINO DE
ODONTOLOGIA



UNIVERSIDAD
FAVALORO

Gracias!!!